# 物理化学实验报告

学号: 实验日期: <u>2019 年 3 月 14 日</u>

实验名称:分配系数和化学反应平衡常数的测定

### 一、 实验目的

(一) 测定碘在四氯化碳中和水中的分配系数

(二) 测定水溶液中碘与碘离子之间的配合反应的标准平衡常数

## 二、 实验原理

1、碘在水和四氯化碳中分配系数的测定

在一定温度下,将一种溶质 A 溶解在两种互不相溶的液体溶剂中,当系统达到平衡时此溶质在这两种溶剂中分配服从一定的规律。即如果溶质 A 在这两种溶剂中既无解离作用,也无缔合作用,则在一定温度下平衡时,该平衡可以表示如下:

$$A(溶剂1) \rightleftharpoons B(溶剂2)$$

根据相平衡规则,此时 A 在这两种溶剂中的化学势相等。进一步根据溶质型组分的化学势表达式,A 在这两种溶剂中的活度之比是一常数,可用 K<sub>a</sub> 表示。若两种溶液都比较稀,则它们相对浓度之比近似于 K<sub>a</sub>,称为分配系数。

$$k_d = \frac{c_2 / c^\theta}{c_1 / c^\theta} = \frac{c_2}{c_1}$$

如果溶质 A 在溶剂 1 和溶剂 2 中的分子形态不同,则分配系数的表示式就不同。例如,如果 A 发生缔合作用并主要以 An 形式存在,则该平衡可以表示为:

$$A(溶剂1) \rightleftharpoons nA(溶剂2)$$

其中 n 是缔合度,它表明缔合分子 An 是由单分子组成的。此时分配系数可表示为:

$$k_d = \frac{\left(c_2/c^{\theta}\right)^n}{c_1/c^{\theta}}$$

若将  $I_2$  加入  $CC1_4$  和  $H_2O$  这两种互不相溶的液体中,则会在这两相中建立如下平衡:

$$I_2(H_2O) \rightleftharpoons I_2(CC1_4)$$

分别滴定  $CC1_4$  层和  $H_2O$  层中  $I_2$  的浓度,即可求出  $I_2$  在这两相中的分配系数  $K_a$ 。

2、在水溶液中碘与碘离子配合反应的标准平衡常数的测定

在水溶液中会发生配合反应并建立碘负离子与碘三负离子平衡,其平衡常数可 表示为

$$k^{\theta} = \frac{a_{I_3^-}}{a_{I^-} \cdot a_{I_2}} = \frac{\gamma_{I_3^-}}{\gamma_{I^-} \cdot \gamma I_2} \cdot \frac{\binom{c_{I_3^-}}{c_{I^-}} \binom{\theta}{c_{I^-}}}{\binom{c_{I^-}}{c_{I^-}} \binom{\theta}{c_{I^-}}}$$

若溶液比较稀,则溶液中各组分活度系数都近似为1,那么:

在一定温度和压力下,把浓度为 c 的 KI 水溶液与  $I_2$  的  $CC1_4$  溶液按一定比例混合后,经过充分振荡,通过滴定法测得  $CC1_4$  中碘的浓度 a 与水层中  $I_2$  的总浓度 b+d,水中配合碘的浓度为

$$k^{\theta} \approx \frac{c_{I_3^-}}{c_{I^-} \cdot c_{I_2}} \cdot c^{\theta} = k_c \cdot c^{\theta}$$

则配合反应的标准平衡常数为

$$k^{\theta} = k_c \cdot c^{\theta} = \frac{d \cdot c^{\theta}}{(c - d) \cdot b}$$

## 三、 仪器和药品

150mL 分液漏斗 3 个、250mL 磨口锥形瓶 3 个、100mL 量筒 1 个、5mL 微量滴定管一支、20mL 移液管(有刻度)2 个、5mL 移液管 3 支、25mL 移液管 3 支、CCl<sub>4</sub>(分析纯)、0.1mol/L 的 KI 溶液、0.1mol/L 的 Na<sub>2</sub>SO<sub>3</sub> 溶液、I<sub>2</sub> 的 CCl<sub>4</sub> 溶液 (饱和)、淀粉指示剂。

#### 四、 实验步骤

(一) 先将三个洗净烘干的锥形瓶按实验表加入不同液体。

编号	H2O / mL	CCI4 / mL	12 的 CC 4 饱和溶液 / mL	KI 溶液 / mL
1	100	0	20	0
2	100	10	10	0
3	0	15	5	100

(二)将上述装好溶液的锥形瓶塞好塞子,并剧烈摇动 30min,使碘在 CC1<sub>4</sub>层与水层间充分达到分配平衡。摇动时勿用手抚握瓶壁,以兔温度发生变化,然后倒

入分液漏斗中静置 10min。

- (三) 待两层完全清晰后,用移液管吸取各样品的  $CC1_4$ 层 5mL 放入干净的锥形瓶中,并用量筒加入 KI 溶液 10mL,促使  $I_2$  被提取到水层中。摇动锥形瓶,然后用  $Na_2SO_3$  滴定。待淡至淡黄色时,加入淀粉指示剂继续滴定至紫红色刚消失,记录所用的  $Na_2SO_3$ 体积。每个样品滴定两次,计算平均值。
- (四)吸取各样品的水层 25mL,加入淀粉指示剂用  $Na_2SO_3$ 滴定至无色,每个样品滴定两侧,计算平均值。

#### 五、 实验数据记录

室温: <u>18.7℃</u> 气压: <u>99.70KPa</u>

编号	滴定 CC14 层时 Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> 的用量 / mL			滴定 H <sub>2</sub> O 层时 Na <sub>2</sub> SO <sub>3</sub> 的用量 / mL		
1	3.42	平均值	3.46	0.22	平均值	0.21
	3.50			0.20		
2	2.00	平均值	1.99	0.16	平均值	0.15
∠	1.98			0.14		
3	0.56	平均值	0.54	0.72	平均值	0.70
3	0.52			0.68		

## 六、 实验数据处理

(一) 分配系数 Ka 的测定

$$K_{d1} = 3.46 / 0.21 * 5 = 82.38$$

$$K_{d2} = 1.99 / 0.15 * 5 = 66.33$$

$$K_d = (82.38 + 66.33) / 2 = 74.61$$

(二) CC14 中碘的浓度与水层中 I2 的浓度

$$a = 0.54 / 5 / 2 * 0.1 = 0.0054 mol/L$$

$$b + d = 0.70 / 25 / 2 * 0.1 = 0.0014 mol/L$$

(三) b、d、c - d的计算

b = a / 
$$K_d$$
 = 0.0054 / 74.61 = 7.23 × 10<sup>-5</sup> mol/L

$$\texttt{d} = \texttt{b} + \texttt{d} - \texttt{b} = \texttt{0.0014} - 7.23 \times 10^{-5} = \texttt{0.001328} \ \texttt{mo1/L}$$

$$c - d = 0.1 - 0.001328 = 0.098672 \text{ mol/L}$$

(四) 标准平衡常数的计算

$$k^{\theta} = \frac{d \cdot c^{\theta}}{(c-d) \cdot b} = 18.62$$